



FERRI-Check®

Test d'autodiagnostic sanguin pour la détection de la carence en fer



www.swisspointofcare.com
PO Box 48, 3400 AA IJsselstein, Pays-Bas
+31 85 1303 684

GÉNÉRALITÉ

L'anémie ferriprive (causée par une carence en fer) est par conséquent très répandue chez les enfants et les femmes de tous âges, surtout chez les femmes qui ont encore leurs règles (au moins 20 % de femmes carencées en fer). Les symptômes principaux qui sont la pâleur, la sensation de fatigue, les maux de tête, un rythme cardiaque élevé ou encore un essoufflement rapide durant un exercice, n'apparaissent que très graduellement et peuvent passer inaperçus. C'est pourquoi il est important de savoir si les réserves en fer de l'organisme sont suffisantes.

L'anémie se manifeste lorsque le sang ne contient pas suffisamment de globules rouges et donc d'hémoglobine qui est une protéine majeure ; elle transporte l'oxygène dans tout l'organisme et l'un de ses composants les plus importants est le fer.

Un manque de fer peut donc avoir des conséquences très graves pour la santé et peut survenir lors de grossesses, de poussées de croissance, en cas d'alimentation pauvre en fer ou de pertes de sang (règles, saignements intenses, ulcères ...etc).

Attention : Ce test n'est pas adapté aux patients suspectés de souffrir d'hémochromatose.


FERRI-Check® est un test de dépistage manuel qualitatif immunochromatographique, permettant d'évaluer le niveau en ferritine (une protéine capable de stocker le fer) dans un échantillon de sang capillaire. En tant que test d'autodiagnostic, il peut être utilisé à la maison par des profanes pour dépister une éventuelle carence en fer.

PRÉSENTATION

La boîte contient le matériel nécessaire à la réalisation d'un test:

- 1 sachet aluminium hermétiquement fermé contenant : 1 cassette test, 2 pipette capillaire en plastique et 1 sachet desséchant.
 - 2 bloc autopiqueur stérile pour prélèvement sanguin.
 - 1 flacon compte-gouttes contenant 1 mL de diluant. **DIL**
 - 1 notice d'utilisation.
- N'ouvrir le sachet aluminium que lors de l'utilisation du test. Le sachet desséchant ne doit pas être utilisé.

Matériel nécessaire non fourni : coton absorbant et alcool à 70 % vol. ou une lingette alcoolisée et un chronomètre.



PRÉCAUTIONS





1. Ce test est destiné exclusivement à l'usage diagnostique in vitro. Usage externe seulement. **NE PAS AVALER.**
2. Lire attentivement le mode d'emploi avant d'effectuer le test. Le test n'est interprétable que si le mode d'emploi est scrupuleusement respecté. Bien respecter les quantités (sang et diluant) et les temps indiqués.
3. À conserver entre +4°C et +30°C. Ne pas congeler.
4. Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur l'étiquette et sur le sachet protecteur ou si un des composants est endommagé.
5. Ne pas réutiliser le test FERRI-Check®.
6. Tenir hors de portée des enfants.
7. Après utilisation, jeter tous les composants à la poubelle.
8. Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans.

PROCEDURE



La réalisation du test doit toujours commencer par une bonne préparation. Placer le contenu de la boîte sur une surface, propre, sèche et plate (ex : table). Ensuite procéder comme suit :




1. **Se laver les mains** avec du savon et de l'eau chaude. S'essuyer les mains avec un chiffon sec et propre.
2. **Préparer la cassette et la pipette:** Déchirer le sachet protecteur (à partir de l'encoche) et sortir uniquement la cassette et la pipette. Les placer près de vous (vous en aurez besoin plus tard). Jeter le sachet desséchant.
3. **Préparer le bloc autopiqueur.** Tenir l'autopiqueur sans toucher au bouton de déclenchement. Débloquer le capuchon en le tournant ¼ de tour jusqu'à ce qu'il se sépare du bloc et ensuite continuer à le tourner (2-3 rotations). Attention, ne pas tirer mais seulement le tourner et jeter ensuite le capuchon. ①②
4. **Nettoyer l'extrémité du majeur ou de l'annulaire** à l'aide d'un coton alcoolisé. Masser le doigt 10 à 15 secondes de la base du doigt vers l'extrémité, pour favoriser l'afflux de sang.
5. **Piquer le doigt:** Appuyer fermement l'embout contre le doigt, préalablement nettoyé et appuyer sur le bouton de déclenchement. ③ La pointe se rétracte automatiquement dans le corps du dispositif. Masser l'extrémité du doigt pour obtenir une goutte de sang bien formée. ④



6. **Recueillir le sang à l'aide de la pipette capillaire.** Sans presser le bulbe de la pipette capillaire, la mettre en contact avec la goutte de sang. Le sang migre dans la pipette par capillarité jusqu'au repère noir indiqué sur la pipette. Il se peut que vous deviez masser encore votre doigt pour obtenir plus de sang si le repère noir n'est pas atteint. Eviter les bulles d'air. ⑤
7. **Déposer le sang dans le puits échantillon** de la cassette, en pressant sur le bulbe de la pipette capillaire. ⑥
8. **Attendre 30-40 sec** que le sang soit complètement absorbé dans le puits.
9. **Ajouter le diluant:** Dévisser le bouchon bleu du flacon compte-gouttes (laisser le bouchon blanc bien vissé) et ajouter le diluant: Maintenir le flacon compte-gouttes verticalement et ajouter exactement 4 gouttes dans le puits échantillon, avec un intervalle de 2 à 3 secondes entre chaque goutte. ⑦
10. **Lire le résultat après 10 minutes. Ne pas interpréter au delà de 15 minutes.**



3. **Résultat non valide:** Si aucune ligne n'apparaît dans la zone contrôle (C), le test n'est pas valide. Dans ce cas, il n'est pas possible d'interpréter le test et il est recommandé de renouveler le test avec une nouvelle cassette FERRI-Check® et un échantillon de sang frais.



QUESTIONS ET RÉPONSES

Comment fonctionne FERRI-Check® ?

Le test FERRI-Check® utilise un couple d'anticorps détectant spécifiquement la ferritine en produisant une ligne colorée sous le repère T (test) dans la fenêtre de lecture de la cassette test. Une ligne contrôle capturant l'excès de réactif apparaît sous le repère C (contrôle) de la fenêtre de lecture. Si une seule ligne apparaît sous le repère C (contrôle), cela indique que le niveau de ferritine est inférieur à la normale (<20 ng/mL valeur déterminée par rapport à la référence OMS*).

*Organisation Mondiale de la Santé

Quand doit-on réaliser le test?

Le test FERRI-Check® doit être réalisé dans le cas de symptômes tels que la pâleur, la sensation de fatigue, les maux de tête, un rythme cardiaque élevé, un essoufflement lors d'efforts physiques, surtout en périodes de grossesse ou lors de règles abondantes. Le test peut être effectué à tout moment mais ne doit pas être réalisé en cas d'infections ou d'inflammations aiguës, d'obésité ou en cas de blessure à la rate ou au foie. Des résultats positifs pourraient être obtenus, bien qu'il n'y ait pas de carence en fer.

Peut-on obtenir des résultats erronés ?

Les résultats sont précis dans la mesure où le mode d'emploi est scrupuleusement respecté. Le résultat peut être faussé si le test FERRI-Check® est mouillé avant d'être utilisé ou si la quantité de sang déposée dans le puits échantillon n'est pas correcte. La pipette en plastique fournie dans la boîte permet de s'assurer que le volume de sang prélevé est correct.

Comment interpréter le test si la couleur et l'intensité des lignes sont différentes ?

La couleur et l'intensité des lignes n'ont aucune importance pour la lecture du résultat. Les lignes doivent être homogènes et complètes. Le test doit être considéré négatif, quelle que soit l'intensité de la couleur de la ligne Test (T), même faible.

À quoi sert la ligne qui apparaît sous le repère C (Contrôle) ?

L'apparition de cette ligne signifie simplement que le test a fonctionné correctement.

Si je lis le résultat au-delà de 15 minutes, sera-t-il fiable ?

Non. Le résultat doit être lu dans les 10 minutes suivant l'ajout du diluant. Le résultat est fiable jusqu'à 15 minutes.

Que faut-il faire si le résultat est positif ?

Si le résultat est positif, cela signifie que la concentration en ferritine dans le sang est trop faible (inférieure à 20 ng/mL) et que vous devez consulter votre médecin traitant en lui montrant les résultats de ce test. Celui-ci décidera si des analyses complémentaires sont nécessaires.

Que faut-il faire si le résultat est négatif ?

Si le résultat est négatif, cela signifie que la concentration en ferritine dans le sang est suffisante (supérieure à 20 ng/mL) et se situe dans la normale. Il n'y a donc pas, en principe, de risque de carence en fer. Cependant, si les symptômes d'une éventuelle déficience en fer persistent, il est recommandé de consulter votre médecin traitant.

Quelle est la fiabilité du test FERRI-Check® ?

Le test FERRI-Check® est fiable et est utilisé depuis plus de 20 ans dans les milieux professionnels (hôpitaux, laboratoires). Les études réalisées montrent une corrélation globale de 98% [92,58 - 100*] avec plusieurs méthodes de référence. Malgré la fiabilité de ce test, des résultats faussement positifs ou faussement négatifs sont possibles.

** IC 95% : Intervalle de Confiance à 95%

Information sur la carence en fer

https://www.doctissimo.fr/html/sante/analyses/ana_bilanmartial03.htm#
<https://www.healthline.com/health/ferritin>
<https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/ferritin-test/about/pac-20384928>

Autopiqueur stérile: STERILE R		 1639	
 Owen Mumford Ltd Brook Hill, Woodstock, Oxfordshire OX20 1TU (UK)			
EC REP ALLEMAGNE			
Owen Mumford GmbH, Alte Häge 1, 63762 Großostheim, Allemagne			
 IVD	Dispositif médical de diagnostic in vitro	 LOT	Code du Lot
			 +4°C ... +30°C
 i	Consulter le mode d'emploi	 EXP	Utiliser jusqu'au
			
 DIL	Flacon de diluant	 Fabricant	EC REP Représentant EU autorisé

VEDALAB
Rue de l'Expansion, ZAT du Londeau - Cerisé
BP 181 61006 ALENCON CEDEX (France)
Tel. +33 2 33 27 56 25 - www.vedalab.com

DESCRIPTION DE LA REVISION

Type de modification :

- N/A	Non Applicable (création)
- Modification technique	Ajout, révision et/ou retrait d'information relatives au produit
- Administrative	Modification d'ordre non technique perceptibles par l'utilisateur

Type de modification	Description résumée de la modification
Technique	Modification destination, précautions, résultat invalide.
Administratif	Ajout, chronomètre dans matériel non fourni, info contact.

Note : Les modifications mineurs typographiques, grammaticaux, orthographiques et de mise en page ne sont pas signalés dans les détails des modifications.

FERRI-Check® Ref. 25084/NL
2025/04
FRT-MCOT602602



Snelle zelftest voor het opsporen van ijzertekort in bloed



www.swisspointofcare.com

Postbus 48, 3400 AA IJsselstein,
+31 85 1303 684

ALGEMEEN


Bloedarmoede door ijzertekort (veroorzaakt door ijzertekort) komt daarom zeer vaak voor bij kinderen en vrouwen van alle leeftijden, vooral bij vrouwen die nog steeds menstrueren (minstens 20% van de vrouwen heeft een ijzertekort). De belangrijkste symptomen, namelijk bleekheid, vermoeidheidsgevoel, hoofdpijn, een hoge hartslag of zelfs snelle kortademigheid tijdens het sporten, verschijnen slechts zeer geleidelijk en kunnen onopgemerkt blijven. Daarom is het belangrijk om te weten of de ijzerreserves van het lichaam voldoende zijn. Bloedarmoede treedt op wanneer het bloed niet voldoende rode bloedcellen bevat en dus hemoglobine, een belangrijk eiwit; het transporteert zuurstof door het lichaam en een van de belangrijkste componenten is ijzer. Een tekort aan ijzer kan dus zeer ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en kan optreden tijdens de zwangerschap, groeispurten, bij een ijzer-arm dieet of bij bloedverlies (menstruatie, hevige bloedingen, zweren, etc.). **Waarschuwing: Deze test is niet geschikt voor patiënten die verdacht worden van of lijden aan hemochromatose.** FERRI-Check® is een handmatige kwalitatieve immunochromatografische screeningstest voor het beoordelen van het ferritinegehalte (een eiwit dat ijzer kan opslaan) in een vingertopbloedmonster. De test kan thuis worden gebruikt door leken voor zelftesten om een mogelijk ijzertekort op te sporen.

PRESENTATIE

Het doosje bevat al het materiaal dat nodig is om een test uit te voeren:
- 1 verzegeld aluminium zakje met daarin: 1 testcassette, 2 plastic capillaire pipet en 1 zakje met droogmiddel.
- 2 steriele lancet voor bloedafname
- 1 druppelflesje met 1 ml verdunningsmiddel **DIL**
- 1 bijsluiters

Open het aluminium zakje pas als u klaar bent om de test te gebruiken. Het droogzakje mag niet worden gebruikt.

Niet meegeleverd noodzakelijk materiaal: absorberend katoen en alcohol 70 % vol. of alcoholdoekje en stopwatch.





VOORZORGSMAATREGELEN

- Deze test is uitsluitend bedoeld voor in-vitro diagnostisch gebruik. Alleen voor uitwendig gebruik. **NIET DOORSLIKKEN.**
- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de test uitvoert. De test kan alleen worden geïnterpreteerd als de gebruiksaanwijzing nauwgezet wordt gevolgd. Respecteer de aangegeven hoeveelheden (bloed en verdunningsmiddel) en tijden.
- Bewaren tussen +4°C en +30°C. Bevries de test niet.
- Niet gebruiken na de vervaldatum die op het etiket en op de beschermende zak staat vermeld, of als een van de onderdelen beschadigd is.
- Gebruik de FERRI-Check® test niet opnieuw.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Gooi na gebruik alle onderdelen in de prullenbak.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 5 jaar.

TEST PROCEDURE

Bereid alles goed voor voordat u met de test begint. Plaats de inhoud van het doosje op een schoon, droog en vlak oppervlak (bijvoorbeeld een tafel). Ga dan als volgt te werk:

- Handen wassen:** met zeep en warm water. Veeg uw handen af met een schone, droge doek.
- Testcassette en capillaire pipet:** Haal ze uit het beschermende zakje (scheur bij de inkeping) en leg ze binnen handbereik (je hebt ze later nodig). Gooi het zakje met droogmiddel weg.
- Maak het prikpenntje gereed.** Houd deze vast zonder de triggerknop aan te raken. Ontgrendel de dop door deze een kwartslag te draaien totdat deze loskomt van het blok en blijf hem vervolgens draaien (2-3 rotaties). Wees voorzichtig, trek er niet aan maar draai er alleen aan en gooi vervolgens het dopje weg. ①②
- Maak het uiteinde van de middel- of ringvinger schoon** met een watje bevochtigd met alcohol. Masseer de gekozen vinger naar het topje toe gedurende 10 tot 15 seconden om de doorbloeding te bevorderen.



- Prik de vinger:** zet de prikpen stevig tegen de zijkant van de eerder gereinigde vinger en druk op de vrijgaveknop. ③ Het lancet zal zich automatisch terugtrekken in de behuizing van het apparaat. Masseer de vinger zachtjes om een mooie ronde bloeddruppel te creëren. ④
- Zuig het bloed op met het capillaire pipet.** Raak de bloeddruppel voorzichtig aan met het open uiteinde van het capillaire pipet. Het moet gevuld worden tot de lijn die op het capillair staat aangegeven. Druk niet op het ballonnetje, het vult zich vanzelf. Maak een nieuwe bloeddruppel als de lijn niet wordt bereikt. Vermijd zoveel mogelijk luchtbellen. ⑤

- Plaats het bloed op het monstergebied** van de cassette door op de bol van de pipet te drukken. ⑥
- Wacht 30-40 sec** tot het bloed volledig in de test is opgenomen.

- Voeg verdunningsmiddel toe:** Draai de blauwe dop van het druppelflesje los (laat de witte dop goed vastgedraaid) en houd het druppelflesje verticaal en voeg precies 4 druppels toe aan het monsterputje, met een interval van 2-3 seconden tussen elke druppel. ⑦





- Lees het resultaat na 10 minuten af. Niet interpreteren na 15 minuten.**

RESULTATEN INTERPRETATIE

De intensiteit en kleur van de streepjes zijn niet belangrijk bij het interpreteren van de testresultaten.

- Positief resultaat:** Er verschijnt één enkele gekleurd streepje onder het C-teken (controle). Dit resultaat duidt op een te lage concentratie ferritine in het bloed. De reserves zijn onvoldoende. U dient uw arts te raadplegen, aangezien u mogelijk aan een ijzertekort lijdt.

- Negatief resultaat:** Er verschijnen twee gekleurde streepjes in het leesvenster onder de markeringen T (Test) en C (Controle). De intensiteit van streepje T kan lager zijn dan de intensiteit van streepje C: dit verandert



niets aan het verkregen resultaat. Dit resultaat betekent dat de ferritineconcentratie in het bloed normaal is en dat er geen sprake is van een potentieel ijzertekort.

- Ongeldig resultaat:** Als er geen lijn verschijnt in de controlezone (C), is de test ongeldig. In dat geval is het niet mogelijk om het resultaat te interpreteren en wordt aanbevolen de test te herhalen met een nieuwe FERRI-Check® en een nieuw bloedmonster.

Vragen en antwoorden

Hoe werkt FERRI-Check®?

De FERRI-Check®-test maakt gebruik van een paar antilichamen die specifiek ferritine detecteren door een gekleurd streepje te produceren onder de T (test) markering in het leesvenster van de testcassette. Er verschijnt een controle-streepje dat de overvloedige reagens registreert onder de C (controle)-markering in het leesvenster. Als er onder de C-markering (controle) een enkel streepje verschijnt, betekent dit dat het ferritineniveau te laag is (waarde <20 ng/ml bepaald ten opzichte van de WHO-referentie*). **Wereldgezondheidsorganisatie*

Wanneer moet men de test doen?

De FERRI-Check® test dient uitgevoerd te worden bij klachten als bleekheid, vermoeidheidsgevoel, hoofdpijn, hoge hartslag, kortademigheid bij lichamelijke inspanning, vooral tijdens zwangerschapsperiodes of tijdens zware menstruaties.


De test kan op elk moment worden uitgevoerd, maar mag niet worden uitgevoerd in geval van acute infecties of ontstekingen, obesitas of in geval van letsels aan de milt of lever. Er konden positieve resultaten worden verkregen, hoewel er geen sprake is van ijzertekort.

Kunnen de resultaten onjuist zijn?

De resultaten zijn accuraat zolang de gebruiksaanwijzing nauwgezet wordt gevolgd. Het resultaat kan vertekend zijn als de FERRI-Check®-test vóór gebruik nat is of als de hoeveelheid bloed die in het monsterputje is afgezet niet correct is. De plastic pipet die in de doos wordt meegeleverd, zorgt ervoor dat het opvangen bloedvolume correct is.

Hoe interpreteer ik de test als de kleur en intensiteit van de streepjes verschillend zijn?

De kleur en intensiteit van de streepjes zijn niet van belang bij het lezen van het resultaat. De streepjes moeten uniform en compleet zijn. De test moet als negatief worden beschouwd, ongeacht de intensiteit van de kleur van het teststreepje (T), zelfs als zwak.



Wat is het doel van het streepje dat onder het C-teken (Controle) verschijnt?

Het verschijnen van dit streepje betekent dat de test correct heeft gewerkt.

Als ik het resultaat na 15 minuten lees, is het dan betrouwbaar?

Neen. Het resultaat moet binnen 10 minuten na het toevoegen van het verdunningsmiddel worden afgelezen. Het resultaat is tot 15 minuten betrouwbaar.

Wat moet ik doen als de uitslag positief is?

Als de uitslag positief is, betekent dit dat de ferritineconcentratie in het bloed te laag is (minder dan 20 ng/ml) en dat u uw arts moet raadplegen en hem de resultaten van deze test moet laten zien. Dit zal beslissen of aanvullende analyses nodig zijn.

Wat moet ik doen als de uitslag negatief is?

Als de uitslag negatief is, betekent dit dat de ferritineconcentratie in het bloed voldoende is (hoger dan 20 ng/ml) en binnen het normale bereik ligt. Er is dus in principe geen risico op ijzertekort. Als de symptomen van een mogelijk ijzertekort echter aanhouden, is het raadzaam uw arts te raadplegen.

Hoe betrouwbaar is de FERRI-Check®-test?

De FERRI-Check® test is betrouwbaar en wordt al meer dan 20 jaar gebruikt in professionele omgevingen (ziekenhuizen, laboratoria). De uitgevoerde onderzoeken laten een algehele correlatie van resultaten zien van 98% [92,58 - 100**] met verschillende referentiemethoden. Ondanks de betrouwbaarheid van deze test zijn vals-positieve of vals-negatieve resultaten mogelijk. *** 95% BI: 95% betrouwbaarheidsinterval*

Informatie over ijzertekort

https://www.doctissimo.fr/html/sante/analyses/ana_bilanmartial03.htm#
<https://www.healthline.com/health/ferritine>
<https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/ferritin-test/about/pac-20384928>

Steriele prikpen: STERILE R		 1639	
 Owen Mumford Ltd Brook Hill, Woodstock, Oxfordshire OX20 1TU (UK)			
EC REP DUITSLAND		Owen Mumford GmbH, Alte Häge 1, 63762 Großostheim, Duitsland	
 IVD	Voor in-vitro diagnostisch gebruik	 LOT	Lotnummer
			 +30°C +4°C +4°C ... +30°C
	Lees de instructies voor gebruik	 EXP	Vervaldatum
			
 DIL	Druppelflesje verdunningsmiddel		Fabrikant
		EC REP	Erkend vertegenwoordiger in de EU

VEDALAB
Rue de l'Expansion, ZAT du Londeau - Cerisé
BP 181 61006 ALENCON CEDEX (France)
Tel. +33 2 33 27 56 25 - www.vedalab.com

CE
0483

BESCHRIJVING WIJZIGINGEN

Soort wijziging:

- n.v.t. niet van toepassing (creatie)
- Technische wijziging Toevoeging, herziening en/of verwijdering van productinformatie
- Administratief Niet-technische wijziging die waarneembaar is voor de gebruiker

Type wijziging	Beschrijving wijziging
Administratief	Toevoeging van timer als niet meegeleverd materiaal, contactgegevens. het DIL-logo en betekenis.
Technisch	Wijziging van het beoogde gebruik, voorzorgsmaatregelen en ongeldig resultaat.

Opmerking : kleine typografische, grammaticale, spellings- en opmaakwijzigingen worden niet vermeld in de wijzigingsdetails.

FERRI-Check® Ref. 25084/NL
2025/04
FRT-MCOT602602

