



Hydrate, favorise la cicatrisation et lubrifie la muqueuse vaginale.

Les ovules vaginaux Mucogyn® à base d'acide hyaluronique sont formulés pour hydrater et favoriser la cicatrisation de la muqueuse vaginale chez toutes les femmes adultes. L'acide hyaluronique contenu dans Mucogyn® permet de maintenir la souplesse, la lubrification et l'hydratation naturelle de la muqueuse vulvo-vaginale et de pallier aux insuffisances des sécrétions naturelles. Les ovules vaginaux Mucogyn® ont été spécialement formulés pour respecter le pH physiologique de la zone intime.

- **Comme HYDRATANT et LUBRIFIANT** pour répondre à la problématique de la sécheresse vaginale quelle qu'en soit l'origine (avec des signes ou non d'irritations vulvaires, de gênes, de démangeaisons) : les femmes qui ressentent des douleurs pendant les rapports sexuels, les femmes sous pilules microdosées, les mamans pendant l'allaitement, les femmes ménopausées, les femmes sous traitement anti-acnéique.

QUELLE EST LA POSOLOGIE DE MUCOGYNE® OVULE ?

Les ovules Mucogyne® sont utilisés par voie vaginale :

- Comme **ADJUVANT DE CICATRISATION** : 1 ovule par jour pendant 10 jours à renouveler selon les besoins.

A. S'assurer d'avoir les mains propres. Retirer l'ovule de son emballage en tirant sur les deux languettes.

B. Introduire profondément l'ovule dans le vagin, de préférence en position allongée. La façon la plus facile de procéder est de vous allonger sur le dos, les genoux repliés et écartés.

Conserver le dispositif médical à l'abri de la lumière et de la chaleur, de

Il est conseillé d'utiliser un protège slip pendant la durée du traitement car des pertes peuvent apparaître.

Réservé à l'adulte. Voie vaginale. Usage unique. Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. Tenir hors de portée des enfants. Bien se laver les mains avant et après chaque utilisation. Ne pas utiliser en cas d'allergie ou d'hypersensibilité connue à l'un des constituants. Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des constituants. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption ou si celui-ci est endommagé. Demander l'avis d'un professionnel de santé avant d'utiliser Mucogyn® ovule pendant la grossesse, les périodes de menstruations, en cas d'infection vaginale ou si les symptômes persistent. Mucogyn® n'est pas un moyen de contraception et peut être associé à tout traitement hormonal. Compatible avec les préservatifs.

Allergie à l'un des constituants.

- Composant actif : Acide Hyaluronique 5mg.

- Autres composants : Hydrogenated palm kernel glycerides, Hydrogenated Coco-Glycerides, Stearyl Heptanoate, Stearyl caprylate, Galactooligosaccharides, Tocopheryl acetate.

Mucogyne® existe aussi en gel vaginal non hormonal - hydrate, favorise la cicatrisation et lubrifie
Tube 40 ml, Tube 70 ml et Boîte de 8 unidoses de 5 ml
Dispositifs médicaux de classe IIa. CE 0459

Distributeur Belgique/Luxembourg: Biocodex Benelux, info@biocodex.be



IMPORTANTE: Lamp non si ritiene responsabile di eventuali errori di testo o di sovrastampa presenti nell'artwork
 IMPORTANT: Lamp is not responsible for possible artworks text errors or for overprinting artworks errors

P 2415

Laetus code 92

front

