

RODISONIC

Ultrasonne transmissiegel - contactgel

Voor uitwendig onderzoek:

>> EKG - DOPPLER - ECHOGRAPHIE <<

- Waterige, niet vette gel
- Goed afwasbaar
- pH 5-7
- Bevat geen parfum of kleurstoffen
- Bevat geen geneesmiddel
- TIP: om verlies van viscositeit na lange tijd te vermijden, Rodisonic best beschut houden tegen zonlicht.
- Rodisonic is toegelaten als medische hulpstof klasse 1,
- conform artikel 10,1 KB 18.03.1999 onder CE nummer BE/CAO1/1-00323-00001

Aanwending: Ultrasound transmissiegel, contactgel

Formule: Aqua, Carbomer, Sodiumhydroxide, Methylparaben, Propylparaben

Distributie: via apotheek en hospitaal

Houdbaarheid: 3 jaar

Bewaring: op kamertemperatuur

Gel de transmission des Ultrasons – Gel de contact

Pour usage externe:

EKG - DOPPLER - ECHOGRAPHIE

- A base d'eau et non gras
- Facilement lavable
- pH 5-7
- sans parfum, sans colorants
- ne contient pas de médicaments
- Conseil: tenir à l'abri de la lumière pour prévenir une diminution de la viscosité
- Rodisonic est enregistré comme aide médicale de classe 1, conforme à l'article 10.1 AR du 18.03.1999 sous le numéro CE BE/CAO1/1-00323-00001.

Utilisation: **Gel de transmission des Ultrasons – Gel de contact**

Conservation:

Distribution: par pharmacie et hôpital

Date limite d'utilisation: 3 ans

Formule: Aqua, Carbomer, Sodiumhydroxide, Methylparaben, Propylparaben