

MEDIK "ThermoMEDIK" Digital 2680-932 FR

Données techniques

Echelle de mesure	32.0°C (89.6°F)~ 43.0°C (109.4°F)
Affichage de température basse	Température<32.0°C (89.6°F): écran: L°C (L°F)
Affichage de température élevée	Température>43.0°C (109.4°F): écran: H°C (H°F)
Résolution d'écran	0.1°C (0.1°F)
Précision	35.0°C(95.0°F)~39.0°C(102.2°F) ±0.1°C(0.2°F) Autre gamme: ±0.2°C(0.3°F)
Bips si fièvre ≥37.5°C (99.5°F)	48 petits bips en 4 secondes
Bips normaux <37.5°C (99.5°F)	8 longs bips en 4 secondes
Mise hors tension automatique	10minutes ± 2minutes
Pile	LR41 ou SR41
Durée de vie de la pile	2 ans
Dimension	140*22*12mm
Conditions d'utilisation	Température: 10°C ~40°C (50.0°F à 104.0°F) / Humidité: 30%~85%
Conditions de stockage	Température: -10°C ~60°C (14.0°F à 140.0°F) / Humidité: 25%~90%

MEDIK "ThermoMEDIK" Digital 2680-932 NL

Specificaties

Meetbereik	32.0°C (89.6°F)~ 43.0°C (109.4°F)
Afbeelding lage temperatuur	Temperatuur<32.0°C (89.6°F): écran: L°C (L°F)
Afbeelding hoge temperatuur	Temperatuur ≥ 43.0°C (109.4°F): écran: H°C (H°F)
Schermresolutie	0.1°C (0.1°F)
Nauwkeurigheid	35.0°C(95.0°F)~39.0°C(102.2°F) ±0.1°C(0.2°F) Ander gamma: ±0.2°C(0.3°F)
Pieptoon koorts ≥37.5°C (99.5°F)	48 korte pieptonen in 4 seconden
Normale pieptoon <37.5°C (99.5°F)	8 lange pieptonen in 4 seconden
Auto power off	10minuten ± 2minuten
Batterij	LR41 of SR41
Levensduur batterij	2 jaar
Afmetingen	140*22*12mm
Werkingstemperatuur/Vochtigheid	Temperatuur: 10°C ~40°C (50.0°F à 104.0°F) / Luchtvochtigheid: 30%~85%
Opslagtemperatuur/Vochtigheid	Temperatuur: -10°C ~60°C (14.0°F à 140.0°F) / Luchtvochtigheid: 25%~90%