




Fonctions du film lacrymal :

- Humidification de la cornée et conjonctive
- Approvisionnement de la cornée en substances nutritives et en oxygène
- Défense contre les infections bactériennes
- Barrière contre de petits corps étrangers

Ce que vous pouvez faire :

- Boire assez d'eau
- Cligner des yeux volontairement et régulièrement
- Vous protéger contre les courants d'air
- Aérer régulièrement les pièces
- Passer des examens de contrôle chez votre ophtalmologue

Demandez conseil à votre oculiste ou à votre pharmacien, afin de choisir le VISMED® le plus approprié à vos besoins.

Pour de plus amples renseignements, nous sommes à votre disposition, contactez nous :



TRB CHEMEDICA AG
Boite postale 1129 · 85529 Haar/München, Allemagne
info@trbchemedica.be · www.trbchemedica.be

1. édition · 5.05/12



L'œil sec

Fatigue, brûlures, picotements,
Sécheresse oculaire ?

La solution s'appelle :



Symptômes :

- Sensation de sécheresse
- Sensation de corps étrangers
- Sensation de grain de sable
- Flux lacrymal augmenté (les yeux qui pleurent sans cesse)
- Sensibilité à la lumière
- Fatigue, brûlures, démangeaisons, picotements
- Irritation de la conjonctive

Les causes de l'œil sec
sont variables,
elles peuvent être :

Environnementales :

- Air sec
- Climatiseur
- Poussière, fumée

Mais aussi, individuelle et propre à la personne :

- Travail sur écran (TV, ordinateur)
- Ne pas boire assez d'eau
- La prise de médicaments comme les bêtabloquants, les hormones
- Ménopause, grossesse
- Maladies comme le diabète, neurodermite, rhumatisme

Dans tous les cas, le film lacrymal est affecté.

L'œil sec.

La gamme VISMED®-une solution adaptée à chacun.

Le composant acide hyaluronique :

L'acide hyaluronique est une substance naturelle, présente en abondance chez l'être humain. Dans toutes les zones où une hydratation doit être conservée ou dans les zones de mouvements réciproques de tissus, on retrouve de l'acide hyaluronique. Comme exemple, on retrouve l'humeur vitré de l'œil, le film lacrymal, les articulations, la peau, etc.

Son rôle est varié : il sert de substitut, stocke l'eau en grande quantité, agit comme un lubrifiant, absorbe les chocs, transporte les nutriments et constitue un filtre contre les molécules inflammatoires.

En ophtalmologie, l'acide hyaluronique est une molécule de premier choix et fait référence dans le traitement de l'œil sec.

TRB CHEMEDICA, en tant fabricant, s'est donné pour but de proposer un acide hyaluronique hautement purifié et d'une très grande qualité. L'acide hyaluronique, contenu dans la gamme VISMED®, est obtenu par biotechnologie. Il ne présente aucun résidu de protéines animales, d'où une biocompatibilité exceptionnelle.



Plaintes légères ou dites subjectives	0,1 % en acide hyaluronique	flacon de 15 ml			3 mois de conservation après ouverture
Plaintes modérées	0,18 % en acide hyaluronique	20 ou 60 mono doses de 0,3 ml			
		Flacon de 10 ml			3 mois de conservation après ouverture
Plaintes sévères	0,3 % en acide hyaluronique	20 ou 60 mono doses de 0,45 ml			
La première solution d'irrigation à base d'acide hyaluronique	0,075 % en acide hyaluronique	Flacon de 20 ml			3 mois de conservation après ouverture

0%
de conservateur

0%
de conservateur

0%
de conservateur

La gamme VISMED® est compatible avec tous les types de lentilles de contact