

uri-cran[®]

Comfort

Gestandaardiseerd plantenextract van cranberry (*Vaccinium macrocarpon*)

De cranberry of grote veenbes (*Vaccinium macrocarpon*) is afkomstig uit het oosten van Noord-Amerika. Deze dikke, vlezige rode bessen worden in deze streken al eeuwen door de Indianen gebruikt o.a. in de voeding. Om het bitterzure sap beter van smaak te maken, worden er soms aanzienlijke hoeveelheden suiker aan cranberrysap toegevoegd. Om deze extra calorieën te vermijden zijn er vandaag droogextracten beschikbaar. Uri-Cran[®] Comfort is een droogextract van de volledige veenbes. Dit betekent dat niet alleen substanties van het sap aanwezig zijn, maar eveneens de waardevolle elementen uit de pitten en de schil.

Uri-Cran[®] Comfort bestaat in tablet-vorm en is eveneens beschikbaar in zakjes (oplosbaar poeder).

URI-CRAN[®] COMFORT TABLETTE

Samenstelling :

Uri-Cran[®] Comfort tabletten bevatten 500 mg gestandaardiseerd cranberry extract per tablet.

Uri-Cran[®] Comfort tabletten zijn omhulde tabletten die makkelijk te slikken zijn.

Ingrediënten :

Extract: Veenbessen (Cranberry); Vulstof: cellulose; Bindmiddel: katoenzaadolie; Antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumstearaat; Omhullingsmiddelen: shellak, hydro-xypropylmethylcellulose, polysorbaat; Kleur-stoffen: titaandioxide (E171), talk, rood en zwart ijzeroxide (E172), karmijn (E120).

Nettogewicht van 1 verpakking van 60 tabletten: 50g e.

Gebruiksaanwijzing:

Dagelijks 1 tablet Uri-Cran[®] Comfort na het ontbijt, bij voorkeur met voldoende water door te slikken. Het is aangeraden Uri-Cran[®] Comfort gedurende meerdere maanden in te nemen.

URI-CRAN[®] COMFORT ZAKJES

Samenstelling:

Uri-Cran[®] Comfort zakjes bevatten per zakje 500 mg gestandaardiseerd cranberry extract van veenbessen.

Ingrediënten:

Vulstoffen: maltodextrine, maïszetmeel; Extract van Veenbes (cranberry); Aroma: framboos; Smaakversterker: citroenzuur; Zoetstof: Sucralose.

Bevat een zoetstof.

Nettogewicht van 1 verpakking van 30 zakjes: 63g e

Gebruiksaanwijzing:

1 zakje Uri-Cran[®] Comfort per dag, op te lossen in een groot glas water (210ml) bij het ontbijt. Het is aangeraden Uri-Cran[®] Comfort[®] gedurende verschillende maanden in te nemen.

Aangezien Uri-Cran[®] Comfort een natuurlijk extract is afkomstig van volledige veenbessen en niet enkel van het sap, kunnen er zich kleine korreltjes afzetten tegen de rand van uw glas. Dit is volledig normaal en doet niets af aan de kwaliteit van het product Uri-Cran[®] Comfort.

Uri-Cran[®] Comfort is een voedingssupplement. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.

De aanbevolen dagdosis niet overschrijden.

Enkele praktische basisregels voor de vrouw

- Voldoende drinken (minstens 1.5 L water per dag).
- Bij het plassen, steeds trachten de blaas zo volledig mogelijk te ledigen.
- Plas na elk seksueel contact.
- Van voor naar achter afvegen na toiletbezoek. Dit om te vermijden dat de bacteriën zich verspreiden.

Bewaring

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25°C.

De verpakking zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht en licht.

Verdeler

Merck Consumer Healthcare n.v. / s.a.
Brusselsesteenweg 288 – B – 3090 Overijse

uri-cran® Confort

Extrait végétal standardisé de cranberry
(*Vaccinium macrocarpon*)

La cranberry ou la canneberge (*Vaccinium macrocarpon*) est originaire de l'est de l'Amérique du Nord. Ces grosses baies rouges charnues étaient utilisées depuis des siècles dans ces régions par les indiens, notamment dans leur nourriture. Pour donner un meilleur goût à ce liquide au goût acide, l'on rajoute parfois des quantités importantes de sucre au jus de cranberry. Afin d'éviter cet apport en calories, il existe pourtant aujourd'hui des extraits secs. Uri-Cran® Confort est un extrait sec de la canneberge entière. Cela signifie que, non seulement toutes les substances de jus sont présentes, mais également que tous les éléments essentiels des pépins et de la peau s'y trouvent.

Uri-Cran® Confort se présente sous la forme de comprimés et est également disponible en sachets (poudre à dissoudre).

URI-CRAN® CONFORT COMPRIMÉS

Composition :

Uri-Cran® Confort comprimés contiennent 500 mg d'extrait standardisé de cranberry par comprimé.

Uri-Cran® Confort comprimés se présentent sous la forme de comprimés enrobés faciles à avaler.

Ingrédients :

Extrait : Canneberge (Cranberry) ; Agent de charge : cellulose ; Agent liant : huile de graines de coton ; Anti-agglomérants : dioxyde de silicium, stéarate de magnésium ; Agents d'enrobage : gomme laque, hydroxypropylméthylcellulose, polysorbate ; Colorants : dioxyde de titane (E171), talc, oxyde de fer rouge et noir (E172), Cochenille (E120).

Poids net d'un emballage de 60 comprimés : 50g e.

Mode d'emploi :

Avaler chaque jour 1 comprimé Uri-Cran® Confort après le petit déjeuner, de préférence avec une quantité suffisante d'eau. Il est conseillé de prendre Uri-Cran® Confort pendant plusieurs mois.

URI-CRAN® CONFORT SACHETS

Composition :

Uri-Cran® Confort sachets contiennent 500 mg d'extrait standardisé de cranberry par sachet.

Ingrédients :

Agents de charge : maltodextrine, amidon de maïs ; Extrait de canneberge (cranberry) ; Arôme : framboise ; Exhausteur de goût : acide citrique ; Edulcorant : sucralose. Contient un édulcorant.

Poids net d'un emballage de 30 sachets : 63g e.

Mode d'emploi :

1 sachet Uri-Cran® Confort par jour, à dissoudre dans un grand verre d'eau (210 ml) au petit déjeuner. Il est conseillé de prendre Uri-Cran® Confort pendant plusieurs mois.

Etant donné qu'Uri-Cran® Confort est un extrait naturel provenant des canneberges entières et non seulement du jus, de petits grains peuvent se déposer sur le bord de votre verre. Ce phénomène est tout à fait normal et n'altère en rien la qualité du produit Uri-Cran® Confort.

Uri-Cran® Confort est un complément alimentaire. Un complément alimentaire ne peut pas remplacer une alimentation variée et équilibrée ni un mode de vie sain.

Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

Quelques règles de base destinées aux femmes

- Boire suffisamment (au moins 1.5 L d'eau par jour).
- Lors de la miction, toujours essayer de vider la vessie le plus complètement possible.
- Uriner après chaque rapport sexuel.
- Aux toilettes, s'essuyer de l'avant vers l'arrière afin d'éviter toute dispersion de bactéries.

Conservation

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A conserver à une température inférieure à 25°C.

Conserver l'emballage soigneusement fermé, à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Distributeur

Merck Consumer Healthcare n.v. / s.a.
Brusselsesteenweg 288 – B – 3090 Overijse